

1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2023/44384

O **SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO**, por intermédio da Pregoeiro, abaixo assinado, comunica aos interessados que as descrições dos itens 01, 03, 05 e 07 do Edital de Pregão em epigrafe, terão as seguintes alterações:

ONDE SE LÊ:

APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	BISTURI COM SELADOR DE VASOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CORTE PURO COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 300W. BLEND 1 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 250W. BLEND 2 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 200W. BLEND 3 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 150W. COAGULAÇÃO COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 120W. BIPOLAR COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 80W. AJUSTE DE POTÊNCIA DE SAÍDA - 01 EM 01W. FUNÇÃO BLEND. FUNÇÃO SPRAY. FUNÇÃO FULGURAÇÃO. ACIONAMENTO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. PERMITE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CANETA PARA FUNÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO. COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS DE OUTRAS MARCAS. (PLACA DE RETORNO E CANETAS). SISTEMA E MONITORAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO PLACA-PACIENTE (REM). SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL NO ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES. DISPLAY NÚMERICO PARA MOSTRAR AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÕES. UTILIZAÇÃO COM PINÇA SELADOR DE VASO. SAÍDAS ISOLADAS PARA MONOPOLAR E BIPOLAR. TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V). SELADOR DE VASOS: SAÍDAS ISOLADAS BIPOLAR. INDICADOR DE ERROS. SISTEMA DE AUTO-STOP. FREQUÊNCIA DE SELAGEM DE VASOS DE 350KHZ A 450KHZ. ACESSÓRIOS: CARRO PARA TRANSPORTE COM RODÍZIO. PEDAIS DE COMANDO COM PROTEÇÃO PARA ALTA UMIDADE. CANETA COMANDO POR PEDAL, COM CABO FIXO. DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONABILIDADE PLENA DAS FUNÇÕES. PINO ADAPTADOR PARA ACESSÓRIO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO. ACESSÓRIOS SELADOR DE VASOS: FORNECER PEÇAS DE MÃO COMPATÍVEIS COM AS SEGUINTE ESPECIALIDADES: COLORRETAL, CIRURGIA GERAL, UROLOGIA E GINECOLOGIA. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO. TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO	UND	02

	PREVENTIVA. É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
03	BISTURI DE ARGÔNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: BISTURI ELÉTRICO + COAGULADOR POR GÁS ARGÔNIO EM UMA ÚNICA UNIDADE OU CONJUNÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS COAGULAÇÃO POR GÁS ARGÔNIO. DISPLAY NÚMERICO PARA MOSTRAR AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÕES. CHECAGEM DE INICIALIZAÇÃO E TESTE DE VAZAMENTO DO GÁS ARGÔNIO. FLUXO DE CORTE E COAGULAÇÃO (L/MIN) - AJUSTE DE FLUXO DE 0 A 10 L/MIN EM PASSOS DE 0,1 L/MIN. INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE GÁS NOS CILINDROS E ALARME DE TÉRMINO (FALTA) DO GÁS. INDICAÇÃO DE ERROS DE OPERAÇÃO. OPERAÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO CONVENCIONAL. OPERAÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO POR GÁS ARGÔNIO. ENTRADA PARA 2 CILINDROS DE GÁS COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. BOTÃO DE ROLAGEM DOS MODOS DE OPERAÇÃO NO PAINEL. TECLA PURGAR NO PAINEL FRONTAL. PERMITE UTILIZAÇÃO DE CANETA COM FUNÇÃO TRIPLA FUNÇÃO (CORTE E COAGULAÇÃO CONVENCIONAL E COAGULAÇÃO POR GÁS ARGÔNIO). COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS DE OUTRAS MARCAS. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUGA DE GÁS. CHECAGEM AUTOMÁTICA E INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE GÁS EM CADA CILINDRO. INDICAÇÃO DE DEFEITOS E CORREÇÕES ONLINE NO DISPLAY LCD. CORTE PURO COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 300W. BLEND 1 COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 250W. BLEND 2 COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 200W. BLEND 3 COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 150W. COAGULAÇÃO COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 120W. BIPOLAR COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 80W. FUNÇÃO SPRAY. FUNÇÃO FULGURAÇÃO. ACIONAMENTO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA CORTE, COAGULAÇÃO, BIPOLAR E COAGULAÇÃO GÁS ARGÔNIO. PERMITE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CANETA PARA FUNÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO. SISTEMA E MONITORAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO PLACA-PACIENTE (REM). SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL NO ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES. SAÍDAS ISOLADAS PARA MONOPOLAR E BIPOLAR. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO. TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	UND	01
05	BISTURI BIPOLAR NEUROCIRURGIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA BIPOLAR ANTIADERENTE. CONTROLE POR IMPEDANCIA PARA MELHORA DE EFEITO ANTIADERENTE. ISENÇÃO DE GERAÇÃO DE TECIDO CARBONIZADO EM COAGULAÇÃO. ACIONAMENTO POR PEDAL. SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL NO ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES. COMPATÍVEL COM PINÇAS GENÉRICAS	UND	01

	COM TECNOLOGIA ANTIADERENTE. DISPLAY NÚMÉRICO PARA MOSTRAR AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÕES. TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V) – 60HZ. ACESSÓRIOS: PEDAIS DE DUPLO COMANDO. CANETA COMANDO POR PEDAL, COM CABO FIXO. DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONABILIDADE PLENA DAS FUNÇÕES. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO. TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
07	BISTURI ELÉTRICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CORTE PURO COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 300W. BLEND 1 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 250W. BLEND 2 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 200W. BLEND 3 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 150W. COAGULAÇÃO COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 120W. BIPOLAR COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 80W. AJUSTE DE POTÊNCIA DE SAÍDA - 01 EM 01W. FUNÇÃO BLEND. FUNÇÃO SPRAY. FUNÇÃO FULGURAÇÃO. ACIONAMENTO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. PERMITE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CANETA PARA FUNÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO. COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS DE OUTRAS MARCAS. (PLACA DE RETORNO E CANETAS). SISTEMA E MONITORAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO PLACA-PACIENTE (REM). SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL NO ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES. DISPLAY NÚMÉRICO PARA MOSTRAR AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÕES. UTILIZAÇÃO COM PINÇA SELADOR DE VASO. SAÍDAS ISOLADAS PARA MONOPOLAR E BIPOLAR. TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V). ACESSÓRIOS: CARRO PARA TRANSPORTE COM RODÍZIO. PEDAIS DE COMANDO COM PROTEÇÃO PARA ALTA UMIDADE. CANETA COMANDO POR PEDAL, COM CABO FIXO. DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONABILIDADE PLENA DAS FUNÇÕES. PINO ADAPTADOR PARA ACESSÓRIO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO. TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	UND	13

LEIA-SE:

ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	ITEM 01 - BISTURI COM SELADOR DE VASOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CORTE PURO COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 300W. BLEND 1 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 250W. BLEND 2 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 200W. BLEND 3 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 150W. COAGULAÇÃO COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 120W. BIPOLAR COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 70W. AJUSTE DE POTÊNCIA DE SAÍDA - 01 EM 01W. FUNÇÃO BLEND. FUNÇÃO SPRAY. FUNÇÃO FULGURAÇÃO OU SIMILAR. ACIONAMENTO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. PERMITE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CANETA PARA FUNÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO. COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS DE OUTRAS MARCAS. (PLACA DE RETORNO E CANETAS). SISTEMA E MONITORAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO PLACA-PACIENTE, QUE BLOQUEIE O EQUIPAMENTO CASO OCORRA DESCONEXÃO PARCIAL OU TOTAL DO PACIENTE. SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL NO ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES. DISPLAY NÚMERICO PARA MOSTRAR AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÕES DE UTILIZAÇÃO COM PINÇA SELADORA DE VASOS DE ATÉ 7MM DE MATERIAL REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL COM OPÇÃO DE CIRÚRGIAS ABERTAS E OPÇÃO DE PINÇAS PARA LAPAROSCÓPIAS. SAÍDAS ISOLADAS PARA MONOPOLAR E BIPOLAR. TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V). SELADOR DE VASOS: SAÍDAS ISOLADAS BIPOLAR. INDICADOR DE ERROS. SISTEMA DE AUTO-STOP. FREQUÊNCIA DE SELAGEM DE VASOS DE 350KHZ A 450KHZ MIN. ACESSÓRIOS: CARRO PARA TRANSPORTE COM RODÍZIO. PEDAIS DE COMANDO COM PROTEÇÃO PARA ALTA UMIDADE. CANETA COMANDO POR PEDAL, COM CABO FIXO. DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONABILIDADE PLENA DAS FUNÇÕES. PINO ADAPTADOR PARA ACESSÓRIO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO, ACESSÓRIOS SELADOR DE VASOS: FORNECER PEÇAS DE MÃO COMPATÍVEIS	UND	02

	COM AS SEGUINTE ESPECIALIDADES: COLORRETAL, CIRURGIA GERAL, UROLOGIA E GINECOLOGIA. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO. TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
03	ISTURI DE ARGÔNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: BISTURI ELÉTRICO + COAGULADOR POR GÁS ARGÔNIO EM UMA ÚNICA UNIDADE OU CONJUNÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS COAGULAÇÃO POR GÁS ARGÔNIO. DISPLAY NUMÉRICO PARA MOSTRAR AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÕES. CHECAGEM DE INICIALIZAÇÃO E TESTE DE VAZAMENTO DO GÁS ARGÔNIO. FLUXO DE CORTE E COAGULAÇÃO (L/MIN) - AJUSTE DE FLUXO DE 0,1 A 8, L/MIN EM PASSOS DE 0,1 L/MIN. INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE GÁS NOS CILINDROS E ALARME DE TÉRMINO (FALTA) DO GÁS. INDICAÇÃO DE ERROS DE OPERAÇÃO. OPERAÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO CONVENCIONAL. OPERAÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO POR GÁS ARGÔNIO. ENTRADA PARA 2 CILINDROS DE GÁS COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. BOTÃO DE ROLAGEM DOS MODOS DE OPERAÇÃO NO PAINEL. TECLA PURGAR NO PAINEL FRONTAL E/OU ACESSO VIA TECLADO MEMBRANA E/OU TELA TOUCH SCREEN. PERMITE UTILIZAÇÃO DE CANETA COM FUNÇÃO TRIPLA FUNÇÃO (CORTE E COAGULAÇÃO CONVENCIONAL E COAGULAÇÃO POR GÁS ARGÔNIO). COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS DE OUTRAS MARCAS OU NÃO. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUGA DE GÁS. CHECAGEM AUTOMÁTICA E INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE GÁS EM CADA CILINDRO. INDICAÇÃO DE DEFEITOS E CORREÇÕES ONLINE NO DISPLAY LCD OU TELA TOUCH SCREEN CORTE PURO COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 300W. BLEND 1 COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 250W. BLEND 2 COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 200W. BLEND 3 COM	UND	01

	AJUSTE DE POTÊNCIA - 150W POSSUIR BLEND OU EFEITO. COAGULAÇÃO COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 120W. BIPOLAR COM AJUSTE DE POTÊNCIA - 80W. FUNÇÃO SPRAY. FUNÇÃO FULGURAÇÃO. ACIONAMENTO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA CORTE, COAGULAÇÃO, BIPOLAR E COAGULAÇÃO GÁS ARGÔNIO. PERMITE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CANETA PARA FUNÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO. SISTEMA E MONITORAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO PLACA-PACIENTE QUE BLOQUEIE O EQUIPAMENTO CASO OCORRA DESCONEXÃO PARCIAL OU TOTAL DO PACIENTE. SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL NO ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES. SAÍDAS ISOLADAS PARA MONOPOLAR E BIPOLAR ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO. TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
05	BISTURI BIPOLAR NEUROCIRURGIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: GERADOR BIPOLAR, COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA BIPOLAR ANTIADERENTE, CONTROLE POR IMPEDÂNCIA PARA MELHORA DE EFEITO ANTIADERENTE, ISENÇÃO DE GERAÇÃO DE TECIDO CARBONIZADO EM COAGULAÇÃO, ACIONAMENTO POR PEDAL, SINALIZAÇÃO ÁUDIO VISUAL NO ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES, COMPATÍVEL COM PINÇAS GENÉRICAS COM TECNOLOGIA ANTIADERENTE, DISPLAY NUMÉRICO PARA MOSTRAR AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÕES. TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V) - 60HZ. ACESSÓRIOS: PEDAL DE COMANDO, CABO BIPOLAR, CABO DE ENERGIA, DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONALIDADE PLENA DAS FUNÇÕES. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO, TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE	UND	01

	MANUTENÇÃO PREVENTIVA. É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
07	BISTURI ELÉTRICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CORTE PURO COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 300W. BLEND 1 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 250W. BLEND 2 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 200W. BLEND 3 COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 150W. POSSUIR BLEND OU EFEITO COAGULAÇÃO COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 120W. BIPOLAR COM AJUSTE DE POTÊNCIA ATÉ 80W. AJUSTE DE POTÊNCIA DE SAÍDA - 01 EM 01W. FUNÇÃO BLEND. FUNÇÃO SPRAY. FUNÇÃO FULGURAÇÃO. ACIONAMENTO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. PERMITE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CANETA PARA FUNÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO. COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS DE OUTRAS MARCAS. (PLACA DE RETORNO E CANETAS). SISTEMA E MONITORAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO PLACA-PACIENTE QUE BLOQUEIE O EQUIPAMENTO CASO OCORRA DESCONEXÃO PARCIAL OU TOTAL DO PACIENTE. SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL NO ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES. DISPLAY NUMÉRICO PARA MOSTRAR AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÕES. UTILIZAÇÃO COM PINÇA BIPOLAR SELADORA DE VASOS DE ATÉ INCLUSIVE 7MM. DE MATERIAL REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL. MONOPOLAR E BIPOLAR. TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V). ACESSÓRIOS: CARRO PARA TRANSPORTE COM RODÍZIO. PEDAIS DE COMANDO COM PROTEÇÃO PARA ALTA UMIDADE. CANETA COMANDO POR PEDAL, COM CABO FIXO. DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONALIDADE PLENA DAS FUNÇÕES. PINO ADAPTADOR PARA ACESSÓRIO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO. TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	UND	13

O Edital está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde Link: <http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais>. Contato: E-mail pregao02@ses.mt.gov.br e (65) 3613-5410 – Coordenadoria de Aquisições.

Cuiabá, 30 de outubro de 2023.

Nelson Augusto da Silva
Pregoeiro Oficial SEPLAG/SES- MT